





Conseils d'assemblage

		Email		MR3 / MR2	
		Email et dentine		MR3	
Collage	Digue (facettes, inlays, couronnes, supra-gingivales)		« colles » sans potentiel adhésif propre +		 <ul style="list-style-type: none"> ➤ All Bond II ➤ Syntac classic ➤ OptiBond FL ➤ ScotchBond MP
	Pas de digue (couronnes céramiques sous gingivales)		« colles » avec potentiel adhésif	+ primaire automordançant	 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Multilink ➤ Panavia V5
Scellement	Pas de digue		« colles » auto-adhésives	primaire automordançant incorporé dans la pâte d'assemblage	 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Panavia SA Cement
			Ciments	CVIMAR	 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fujicem